



HPM® FÜR DIE HYGIENE



HPM® für die Hygiene

HPM® – die intelligente Digitalisierungslösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Hygiene, Pflege, Medizintechnik, Reinigung/Aufbereitung und Controlling.

REAL TIME LOCATION SYSTEM
+ HYGIENISCHER STATUS
+ TECHNISCHER STATUS
VON MEDIZINPRODUKTEN

HPM® für die Hygiene

HPM® verbessert Hygieneprozesse. Durch eine eindeutige digitale Kennzeichnung der jeweiligen Kontamination der Medizinprodukte wird größtmöglicher Arbeitsschutz sowie eine auf die Kontamination angepasste Aufbereitung ermöglicht. Der „Produkte-Finder“ führt die Mitarbeiter zielsicher zu jedem Medizinprodukt, das gereinigt, desinfiziert oder gewartet werden muss.



Transparenz

Mit HPM® erhalten Sie immer den hygienischen und technischen Status und die Nutzungsdauer Ihrer Klinikbetten und anderer Medizinprodukte in Echtzeit.



Dokumentation der Aufbereitung

Durch digital gestützte Prozesse entsteht eine detaillierte Dokumentation der einzelnen Aufbereitungsschritte.



Digitale Keimzuweisung

Keime erscheinen in Echtzeit für alle sichtbar im System und werden per Push-Nachricht an die Hygieneverantwortlichen gemeldet.



Arbeitssicherheit

Maximale Sicherheit für das Personal durch transparente Darstellung des hygienischen Status von Medizinprodukten. Eindeutige Farbgebung und Formensprache beugt Missverständnissen vor und wird auch von Personen mit eingeschränkten Sprachkenntnissen richtig verstanden.



Hygienestatus

Zuweisung des Hygienestatus des Patienten zum zugehörigen Bett und / oder anderen Medizinprodukten.



Permanente Schulung

Durch Angabe einer auf die Kontamination zugeschnittenen Aufbereitungsanleitung werden Fehler vermieden und das Personal permanent geschult.

Adresse:

CLINARIS GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching (b. München)

Kontakt:

+49 (0)89 21 53 870-0
info@clinaris.com
www.clinaris.com