



HPM®
FÜR DAS MANAGEMENT VON STRETCHERN



Mit HPM® das Management von Stretchern optimieren

HPM® – die intelligente Digitalisierungslösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Hygiene, Pflege, Medizintechnik, Reinigung/Aufbereitung und Controlling.

REAL TIME LOCATION SYSTEM
+ HYGIENISCHER STATUS
+ TECHNISCHER STATUS
VON MEDIZINPRODUKTEN

Mit HPM® den Einsatz von Stretchern effizient steuern

Ob beim Transport in der Notaufnahme, von der Notaufnahme auf Station oder dem Transportweg in den OP - Stretcher sind im innerklinischen Transfer ein unverzichtbares Hilfsmittel. Auch Tageskliniken nutzen dieses Medizinprodukt vermehrt.

Vor allem der Einsatz von Stretchern in der Notaufnahme stellt eine wichtige und gleichzeitig schwierig zu beherrschende Aufgabe dar, da die Notaufnahme ein Einfallstor für eine Vielzahl unterschiedlicher Keime ist. Für die Hygiene-Prozesse erfordert dies besondere Aufmerksamkeit.

Unsere intelligente Echtzeit-Lokalisierungs- und Prozessmanagement-Lösung HPM® ermöglicht die exakte Positionsbestimmung Ihrer Stretcher sowie eine Echtzeit-Übersicht über den Belegungsstatus und über den technischen und hygienischen Zustand.

Hierzu werden die Stretcher mit BLE-Beacons sowie mit NFC-Tags versehen, um sie einfach identifizieren und prozessual erfassen zu können. Mit HPM® werden z.B. durchgeführte Aufbereitungen dokumentiert und die Medizintechnik erhält Echtzeitinformationen zu Stretchern, die gewartet, repariert oder geprüft werden müssen.

Die mit HPM® generierten Echtzeitdaten unterstützen Sie bei der Ressourcen-Planung und verbessern das Prozessmanagement in der Klinik. Dank der Möglichkeit der Zuordnung von Medizinprodukten zu Patienten mit HPM® können Infektketten unterbrochen und die Sicherheit von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern nachhaltig verbessert werden.



Effizienz

Durch den Zugriff auf Echtzeitstandort- und Zustandsdaten werden Suchzeiten und Laufwege reduziert.



Transparenz

Mit HPM® erhalten Sie immer den hygienischen und technischen Status und die Nutzungsdauer Ihrer Klinikbetten und anderer Medizinprodukte in Echtzeit.



Wartungs- und Prüftermine

HPM® hält alle anstehenden Wartungs- und Prüftermine vor und mahnt diese frühzeitig an.



Dokumentation der Aufbereitung

Durch digital gestützte Prozesse entsteht eine detaillierte Dokumentation der einzelnen Aufbereitungsschritte.

Adresse:

CLINARIS GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching (b. München)

Kontakt:

+49 (0)89 21 53 870-0
info@clinaris.com
www.clinaris.com